

LAPIDELLO HK 150 EXS
su supporto di acciaio con appoggio a terra
(Nella parte sottostante è alloggiato il filtro antipolvere e il dispositivo di sicurezza per l'arresto delle scintille)



Prodotto da
BREITLÄNDER GmbH

Distribuito in Italia da
A.S. Pavesi Consult

Via delle Querce, 15 – 20156 Milano (MI)
Tel. +39.02.39.26.64.54 – Fax +39.02.39.25.083
E-mail info@pavesiconsult.it

Accessori standard:

Macchina completa di cappa di protezione e di lampada alogena per l'illuminazione della zona di lavoro

Morsa per il bloccaggio del campione

Mola, utensili

Maniglie per il trasporto

Accessori a richiesta:

Dispositivo di bloccaggio magnetico

Morse con diverse ganasce

Blocchi di raffreddamento

Ricambi: due siffietti di protezione, vetro di protezione, lampada alogena

Dati tecnici

Motore.....	3 x 380 V/Hz, 1.1 kW
Numero di giri.....	2800 rpm
Mola.....	150 x 80 x 32 mm
Altezza di molatura...	90 mm
Peso.....	approx 100 kg
Dimensioni.....	400 x 400 x 680 mm

Materiali di consumo

Mole abrasive di ricambio

