

Reconditioning of Liquid & Gas Cells



Porta cuvette per
spettrofotometro IR



Porta cuvette a percorso
ottico variabile per
spettrofotometro IR



SERVIZIO DI RICONDIZIONAMENTO DI CELLE PER LIQUIDI E PER GAS

Rimessa a nuovo di celle per liquidi e per gas.

Codice	Descrizione
0010-76	Smontaggio e montaggio celle per liquidi
0010-4167	Smontaggio e montaggio celle per gas
0010-4528	Smontaggio e montaggio di mini celle per gas a percorso ottico variabile e celle permanentemente allineate
0010-4168	Smontaggio e montaggio celle per liquidi a percorso ottico variabile
0010-4169	Calibrazione di celle a percorso ottico variabile
0010-186	Calibrazione di celle
0010-185	Calibrazione e <i>matching</i> di celle
0010-4170	Calibrazione e <i>matching</i> di celle passo ottico 0.015, 0.025, 0.03 e 0.075 mm
0010-7901	Calibrazione e <i>matching</i> di celle SL2 passo ottico 0.015, 0.025, 0.03 e 0.075 mm
0010-4297	Saldatura dei raccordi
0010-xxxx	Ricondizionamento celle per gas a lungo percorso ottico (a richiesta)

Cristalli rimessi a nuovo

CRYSTAL SIZE	NaCl	KCl	KBr	CAF2	BAF2	CSI	KRS-5	INFRASIL QTZ	ZNS CLEARTRAN*	ZnSe*	AgCl
DISCHI											
25mm x 4mm	R	R	R	0010D-2226	0010E-2198	0010F-2212	0010G-2260	0010H-4219	0010I-2242	0010J-2274	0010K-2288
32mm x 3mm	R	R	R	0010D-2220	0010E-2196	0010F-2206	0010G-2254	0010H-4221	0010I-2235	0010J-2268	0010K-2282
38mm x 6mm	0010A-2152	0010B-2160	0010C-2173	0010D-2214	0010E-2186	0010F-2200	0010G-2248	0010H-4224	0010I-2228	0010J-2262	0010K-2276
49mm x 6mm	0010A-4175	0010B-4176	0010C-4177	0010D-4178	0010E-4179	0010F-4180	0010G-4181	0010H-4225	0010I-4182	0010J-4183	0010K-4184
RETTANGOLI											
30mm x 15mm x 4mm	R	R	R	0010D-4201	0010E-4207	0010F-4211	0010G-4217	0010H-4231	0010I-4246	0010J-4251	0010K-4256
38,5mm x 19,5mm x 4mm	R	R	R	0010D-2223	0010E-2194	0010F-2209	0010G-2257	0010H-4232	0010I-2238	0010J-2272	0010K-2285
41mm x 23mm x 6mm	0010A-2154	0010B-2162	0010C-2177	0010D-2218	0010E-2190	0010F-2204	0010G-2252	0010H-4233	0010I-2232	0010J-2266	0010K-2280
39,5mm x 39,5mm x 6,5mm	0010A-2153	0010B-2161	0010C-2174	0010D-2215	0010E-2187	0010F-2201	0010G-2249	0010H-4234	0010I-2229	0010J-2263	0010K-2277

* Tutti i cristalli di Cleartran / ZnS / ZnSe sono di 2 mm di spessore.

R = Replace. Sostituzione: non rimettiamo a nuovo cristalli di questa dimensione, bensì sostituiamo le finestre.

A.S. Pavesi Consult- Distributore e servizio assistenza autorizzato International Crystal Laboratories

A.S.Pavesi Consult - Distributore e servizio assistenza autorizzato ICL - fornisce anche tanti altri accessori per IR, come finestre rettangolari o dischi levigati di NaCl, KBr, etc., celle per gas, celle per liquidi-fisse o smontabili, die set per la preparazione di pastiglie etc.

www.pavesiconsult.it



Copyright © 2004 International Crystal Laboratories