

# **KIT PER LA PULIZIA DELLE FINESTRE**

*Crystal Polishing Kit*



Il kit per la pulizia dei cristalli contiene tutto l'occorrente che è richiesto dallo spettroscopista per ripulire e lucidare la maggior parte dei cristalli di trasmissione per infrarosso e prismi ATR incluso KRS-5. Sono fornite due basi di vetro di forma circolare di cui uno per la rifinitura e l'altro a cui possono essere fatti aderire panni autoadesivi per la pulizia. Sono compresi nella fornitura polveri fini di ossido di cerio, grana 400 e 600, un composto per la pulizia del KRS-5 (ideale per rifare le superfici del KRS-5), copri dita, tre pennelli di pelo di cammello, due panni per la pulizia, una base di mogano di appoggio e le istruzioni per l'uso.

Codice	Descrizione
0009-492	Kit per la pulizia dei cristalli
0009-2003	Panni per la pulizia di ricambio (pacchetto di 6)
0009-636	Componente di levigazione 400
0009-637	Componente di levigazione 600
0009-638	Composto per pulizia ossido di cerio
0009-639	Composto per pulizia KRS-5
0009-652	Disco di vetro per la pulizia, ricambio
0009-631	Protezione per le dita (copridita) (grandi) (1 pacchetto di 12)
0009-4155	Pennelli di pelo di cammello di ricambio (1 pacchetto di 3)
0009-4507	Ossido di alluminio di 0,3 micron per la pulizia
0009-4521	Alphalap Panni di pulizia e lappatura-6" verdi (1 pacchetto di 6)

**A.S. Pavese Consult**

Distributore e servizio assistenza autorizzato International Crystal Laboratories

Via delle Querce, 15 - 20156 Milano (MI)

Tel. 02.39.26.64.54 - Fax 02.39.25.083

E-mail [info@pavesiconsult.it](mailto:info@pavesiconsult.it)