

PE-MAN

Pressa manuale



- Macchina da laboratorio, compatta, da banco, per la preparazione di campioni da sottoporre ad analisi XRF
- Valvola di sicurezza che permette di fissare la pressione ad un massimo di 20 tonnellate
- Facile da usare
- Ampio spazio per posizionare o rimuovere i *die set* (pastigliatori/stampi)
- Meccanismo che non richiede manutenzione, rivestito da un solido involucro in acciaio
- Pressa manuale con leva regolabile
- Base stabile, senza bisogno di fissaggio

Dati Tecnici:

Pressione max.....	20 ton (200 kN)
Altezza tra pistone e testa della vite.....	max 175 mm
Larghezza tra le colonne di supporto.....	130 mm
Intervallo di posizionamento della testa della vite.....	120 mm
Corsa disponibile del pistone.....	20 mm
Dimensioni.....	375 x 500 x 190 mm
Peso.....	ca. 36 kg
Volume olio idraulico.....	ca. 2 litri

Per ulteriori informazioni:
A.S. Pavesi Consult
Via delle Querce, 15 • 20156 Milano (MI)
Tel. 02.39.26.64.54 • Fax 02.39.25.083 • E-mail info@pavesiconsult.it
<http://www.pavesiconsult.it>