

LEVIGATRICE A DISCO HK 200 PER SPETTROMETRIA

Robusta levigatrice a disco da banco, modello HK 200, per la preparazione di provini da sottoporre ad analisi spettrometrica e di provini di ricalibrazione.

- Certificato di conformità alle norme CE rilasciato dal costruttore.
- La parte superiore può essere aperta per un facile cambio dei dischi abrasivi.
- Robusto telaio in acciaio e disco rotante in Alluminio.
- Facile pulizia e possibilità di collegamento diretto a un aspiratore fornibile a richiesta.
- Dimensioni massime del campione da levigare: ca. 70 mm.



Fig. 1 - Modello HK200

Dimensioni: 270 x 290 x 280 mm h
Peso: kg 22
Disco \varnothing : 205 mm
Motore: 220V / 50Hz - 370W
Giri: 2880



Fig. 2 - Supporto Magnetico

Accessori a richiesta:

- 1. Raccordo per il collegamento a un aspiratore esterno
- 2. Supporto magnetico (Fig. 2) per maneggiare piccoli campioni
- 3. Confez. da 100 pezzi - Dischi di carta abrasiva di Al_2O_3 autoadesiva grana 40
- 4. Confez. da 100 pezzi - Dischi di carta abrasiva di Al_2O_3 autoadesiva grana 60

NB: Altri tipi di carta abrasiva in SiC e ZrO_2 a richiesta.

Distribuito da:

A.S. Pavesi Consult

Via delle Querce, 15 - 20156 Milano
Tel. 02.39.26.64.54 - Fax 02.39.25.083
E-mail info@pavesiconsult.it