




Spettrofotometria IR e FTIR

CELLE SIGILLATE PER LIQUIDI, TIPO SL-3



Le celle tipo SL-3 sono anch'esse in acciaio inossidabile, ma utilizzano finestre rettangolari meno costose di 38,5 x 19,5 x 4 mm inoltre sono disponibili celle sandwich per rimpiazzare le ottiche e gli spaziatori.

Le celle SL-3 sono scelte da molti laboratori come dotazione di base degli spettrofotometri IR. Sia le SL-3 che le SL-4 sono dotate di foro di riempimento a 90° e ciò è vantaggioso per facilitare il riempimento e la pulizia di questo tipo di celle.

Celle SL-3 con apertura rettangolare per IR di tipo dispersivo (D*)

Percorso ottico	Materiale	Codice	Modello cella
0.015 mm	NaCl	0005A- 590	SL-3 D*
0.025 mm	NaCl	0005A - 591	SL-3 D*
0.05	NaCl	0005A- 592	SL-3 D*
0.1 mm	NaCl	0005A- 593	SL-3 D*
0.2 mm	NaCl	0005A- 594	SL-3 D*
0.5 mm	NaCl	0005A- 595	SL-3 D*
1 mm	NaCl	0005A- 596	SL-3 D*

Percorso ottico	Materiale	Codice	Modello cella
0.015 mm	KCl	0005B-783	SL-3 D*
0.025 mm	KCl	0005B -784	SL-3 D*
0,05 mm	KCl	0005B- 785	SL-3 D*
0.1 mm	KCl	0005B- 786	SL-3 D*
0.2 mm	KCl	0005B- 787	SL-3 D*
0.5 mm	KCl	0005B- 788	SL-3 D*
1 mm	KCl	0005B- 789	SL-3 D*

Percorso ottico	Materiale	Codice	Modello cella
0.015 mm	KBr	0005C-2096	SL-3 D*
0.025 mm	KBr	0005C-777	SL-3 D*
0,05 mm	KBr	0005C- 778	SL-3 D*
0.1 mm	KBr	0005C- 779	SL-3 D*
0.2 mm	KBr	0005C- 780	SL-3 D*
0.5 mm	KBr	0005C- 1448	SL-3 D*
1 mm	KBr	0005C- 782	SL-3 D*

Percorso ottico	Materiale	Codice	Modello cella
0.015 mm	CaF2	0005D-790	SL-3 D*
0.025 mm	CaF2	0005D-791	SL-3 D*
0,05 mm	CaF2	0005D- 792	SL-3 D*
0.1 mm	CaF2	0005D- 793	SL-3 D*
0.2 mm	CaF2	0005D- 794	SL-3 D*
0.5 mm	CaF2	0005D- 795	SL-3 D*
1 mm	CaF2	0005D- 796	SL-3 D*

Percorso ottico	Materiale	Codice	Modello cella
0.015 mm	BaF2	0005E- 797	SL-3 D*
0.025 mm	BaF2	0005E -798	SL-3 D*
0,05 mm	BaF2	0005E- 799	SL-3 D*
0.1 mm	BaF2	0005E- 800	SL-3 D*
0.2 mm	BaF2	0005E- 801	SL-3 D*
0.5 mm	BaF2	0005E- 802	SL-3 D*
1 mm	BaF2	0005E- 803	SL-3 D*

Celle sigillate per liquidi tipo SL3 con apertura circolare per FTIR (FTIR*)

Percorso ottico	Materiale	Codice	Modello cella
0.015 mm	NaCl	0005A- 853	SL-3FTIR*
0.025 mm	NaCl	0005A - 854	SL-3FTIR*
0.05	NaCl	0005A- 855	SL-3FTIR*
0.1 mm	NaCl	0005A- 856	SL-3FTIR*
0.2 mm	NaCl	0005A- 857	SL-3FTIR*
0.5 mm	NaCl	0005A- 858	SL-3FTIR*
1 mm	NaCl	0005A- 859	SL-3FTIR*

Percorso ottico	Materiale	Codice	Modello cella
0.015 mm	KCl	0005B-860	SL-3FTIR*
0.025 mm	KCl	0005B -861	SL-3FTIR*
0,05 mm	KCl	0005B- 862	SL-3FTIR*
0.1 mm	KCl	0005B- 863	SL-3FTIR*
0.2 mm	KCl	0005B- 864	SL-3FTIR*
0.5 mm	KCl	0005B- 865	SL-3FTIR*
1 mm	KCl	0005B- 866	SL-3FTIR*

Percorso ottico	Materiale	Codice	Modello cella
0.015 mm	KBr	0005C-867	SL-3FTIR*
0.025 mm	KBr	0005C-868	SL-3FTIR*
0,05 mm	KBr	0005C- 869	SL-3FTIR*
0.1 mm	KBr	0005C- 870	SL-3FTIR*
0.2 mm	KBr	0005C- 871	SL-3FTIR*
0.5 mm	KBr	0005C- 872	SL-3FTIR*
1 mm	KBr	0005C- 873	SL-3FTIR*

Percorso ottico	Materiale	Codice	Modello cella
0.015 mm	CaF2	0005D-1082	SL-3FTIR*
0.025 mm	CaF2	0005D-874	SL-3FTIR*
0,05 mm	CaF2	0005D- 875	SL-3FTIR*
0.1 mm	CaF2	0005D- 876	SL-3FTIR*
0.2 mm	CaF2	0005D- 877	SL-3FTIR*
0.5 mm	CaF2	0005D- 878	SL-3FTIR*
1 mm	CaF2	0005D- 879	SL-3FTIR*

Percorso ottico	Materiale	Codice	Modello cella
0.015 mm	BaF2	0005E- 880	SL-3FTIR*
0.025 mm	BaF2	0005E -881	SL-3FTIR*
0,05 mm	BaF2	0005E- 882	SL-3FTIR*
0.1 mm	BaF2	0005E- 883	SL-3FTIR*
0.2 mm	BaF2	0005E- 884	SL-3FTIR*
0.5 mm	BaF2	0005E- 885	SL-3FTIR*
1 mm	BaF2	0005E- 886	SL-3FTIR*

A.S. Pavesi Consult- Distributore e servizio assistenza autorizzato International Crystal Laboratories

A.S.Pavesi Consult - Distributore e servizio assistenza autorizzato ICL - fornisce anche tanti altri accessori per IR, come finestre rettangolari o dischi levigati di NaCl, KBr, etc., celle per gas, celle per liquidi-fisse o smontabili, die set per la preparazione di pastiglie etc.

www.pavesiconsult.it



Copyright © 2004 International Crystal Laboratories