

Accessori

Stampante

La stampante è compatta, di tipo termico ed è ideale per l'uso con molte bilance da laboratorio.

E' disponibile in due versioni una standard che stampa ciascun peso individuale e una statistica che può stampare una statistica completa di tutti i valori.



Tavolo antivibrante

Il tavolo antivibrante è progettato per l'uso in laboratorio e in metrologia per offrire una condizione idonea di lavoro per

Tutte quelle apparecchiature che sono sensibili alle vibrazioni e agli urti. Comprende una superficie interna di lavoro costituita da una piastra di marmo montata su supporti antivibrazione in gomma e un tavolo esterno di servizio con telaio in metallo e piedini regolabili per il livellamento.



Kit per la determinazione della densità

Il kit per la determinazione della densità consiste di un apparecchio che consente all'utilizzatore di pesare un campione in aria e poi lo stesso campione in acqua o altro liquido con una densità nota. Il kit consiste di una intelaiatura di sostegno sospesa per rimpiazzare il piattino standard di pesata, un indipendente supporto per un beaker di fluido, un beaker di vetro, un termometro con clip per la sospensione nel fluido e un' ancora di vetro, di volume noto per la determinazione della densità del fluido.

