

Bilance compatte SERIE AQT

La serie AQT è molto economica e idonea per molte applicazioni

- Involucro grande e molto stabile con una moderna e attraente linea.
- Piatto di acciaio inossidabile, sufficientemente grande
- Indicatore di batteria scarica
- Visualizzatore (Display) LCD ben leggibile
- Auto - spegnimento per il risparmio della batteria
- Alimentazione a batteria o adattatore per collegamento a rete (compreso)
- Schermo di protezione per l'aria standard su tutti i modelli
- Varie unità di misura in funzione dei modelli
- Supporti di sicurezza integrati
- Livella a spirito
- Piedini regolabili in altezza



Modello	Capacità (portata) g	Divisione di lettura g	Dimensioni del piatto: ø mm
AQT 200	200	0,01	130
AQT 250	250	0,1	130
AQT600	600	0,1	130
AQT1500	1500	0,1	130
AQT2000	2000	1	130
AQT 5000	5000	1	130

Bilance compatte SERIE ACB_{plus}

Le bilance della serie ACB_{plus} sono robuste compatte e adatte per varie applicazioni



- Involucro grande e molto stabile di disegno gradevole moderno.
- “Capacity tracker” comodo visualizzatore a barra longitudinale, utile per visualizzare a colpo d’occhio il peso di ciò che si è caricato sul piatto.
- Alimentazione a batteria ricaricabile/adattatore per alimentazione a rete compreso
- Calibrazione automatica tramite la tastiera.
- Indicatore di batteria bassa
- Interfaccia RS232
- Visualizzatore digitale a cristalli liquidi (LCD)
- 15 unità di peso
- Auto-spegnimento
- Peso, percentuale di peso e conteggio di parti su tutti i modelli
- Piatto di acciaio inossidabile
- Schermo di protezione
- Supporti di sicurezza integrati
- Livella a spirito
- Piedini aggiustabili

Modello	Capacità (portata) g	Divisione di lettura g	Dimensioni piatto mm
ACB _{plus} 150	150	0,005	ø 120
ACB _{plus} 300	300	0,01	ø 120
ACB _{plus} 600	600	0,02	ø 120
ACB _{plus} 600H	600	0,01	ø 120
ACB _{plus} 1000	1000	0,01	ø 120
ACB _{plus} 1500	1500	0,05	144 x 124
ACB _{plus} 3000	3000	0,1	144 x 124
ACB _{plus} 5000	5000	0,1	144 x 124

Bilance meccaniche della serie AQ

Le bilance della serie AQ sono bilance a basso costo, idonee per pesate di precisione e affidabili in laboratorio, scuole, industria.

- Basso costo
- Alta precisione
- Smorzamento magnetico per un rapido bilanciamento
- Costruzione rigida per una lunga durata
- Possibilità di regolazione dello zero per consentire la lettura dello zero
- Bracci graduati con lettura centrale
- Piatto di pesata di acciaio inossidabile
- Sul modello AQ 311S è montato una piattaforma per la determinazione della densità
- Il modello AQ 2610T ha un contro peso per tare fino a 225 g
- Pesi aggiuntivi sono disponibili per aumentare la capacità (portata) della 2610T fino a 2610g



Modello	Portata	Divisione	Dimensione piatto
AQ 311S	311 g	0,01 g	ø 100 mm
AQ2610S	2610 g	0,1 g	ø 150 mm
AQ2610T	610 g	0,1 g	ø 150 mm